



HARNISCH+RIETH
DENTAL LABORATORY TECHNOLOGY

Punktstrahlgerät P-G 400

Ersatzteilliste



***Wichtige Informationen über die
P-G 400 Strahlschlaucheinheiten
finden Sie auf:
Seite 8-9.**



		Punktstrahlgerät P-G 400		Stk
10370	Gerät	Punktstrahlgerät	P-G 400/4	Stk
10371	Gerät	Punktstrahlgerät	P-G 400/3	Stk
10372	Gerät	Punktstrahlgerät	P-G 400/2	Stk
		Zubehör Punktstrahlgerät P-G 400		
72001	Zubehör	Anschlusset Absaugung S/SB/SD/SDB		SET
72004	Zubehör	Anschlusstutzen	Ø 40	Stk
72005	Zubehör	Anschlusstutzen	Ø 50	Stk
72007	Zubehör	Anschlusstutzen	Ø 45	Stk
72040	Zubehör	Absaugschlauch	Ø 40	Meter
72045	Zubehör	Absaugschlauch	Ø 45	Meter
72050	Zubehör	Absaugschlauch	Ø 50	Meter
		Ersatzteile Punktstrahlgerät P-G 400		
72042	Ersatzteil	Strahlschlauch mit Anschlussstülle	weiss	Stk
72039	Ersatzteil	Strahlschlauch mit Anschlussstülle	rot	Stk
72043	Ersatzteil	Strahlschlauch mit Anschlussstülle	gelb	Stk
72041	Ersatzteil	Strahlschlauch mit Anschlussstülle	grün	Stk
53609	Ersatzteil	Strahlschlaucheinheit komplett montiert	weiss	Stk
53611	Ersatzteil	Strahlschlaucheinheit komplett montiert	rot	Stk
53612	Ersatzteil	Strahlschlaucheinheit komplett montiert	gelb	Stk
53613	Ersatzteil	Strahlschlaucheinheit komplett montiert	grün	Stk
30100	Ersatzteil	Handeingriff "Manschettensatz" (1 Eingriff)		Stk
50942	Ersatzteil	Handschuh Rechts aufgezogen auf Kunststoffring kpl.		Stk
50943	Ersatzteil	Handschuh Links aufgezogen auf Kunststoffring kpl.		Stk



HARNISCH+RIETH

DENTAL LABORATORY TECHNOLOGY

34909	Ersatzteil	Schlauchklemmleiste f. Strahlschlauch	KK8	Stk
27004	Ersatzteil	Mikrodüse 0,4mm	25µ	Stk
27006	Ersatzteil	Mikrodüse 0,6mm	50µ	Stk
27008	Ersatzteil	Mikrodüse 0,8mm	100µ-125µ	Stk
27010	Ersatzteil	Mikrodüse 1,0mm	125µ-150µ	Stk
27012	Ersatzteil	Mikrodüse 1,2mm	150µ-180µ	Stk
27015	Ersatzteil	Mikrodüse 1,5mm	180µ-250µ	Stk
27018	Ersatzteil	Mikrodüse 1,8mm	250µ	Stk
80905	Ersatzteil	Überwurfmutter mit Ringmagnet		Stk
53610	Ersatzteil	Handstück		Stk
40259	Ersatzteil	Ableitfeder kurz im Gerät	gelb/weiss	Stk
40260	Ersatzteil	Ableitfeder lang im Gerät	rot/grün	Stk
37019	Ersatzteil	Ableitfeder Strahlraum	rot/grün	Stk
37020	Ersatzteil	Ableitfeder Strahlraum	gelb/weiß	Stk
77005	Ersatzteil	Anschlussstülle für Mischkammer		Stk
77420	Ersatzteil	Schlauchschele f. Mischkammer (Anschlussstülle)		Stk
77006	Ersatzteil	Anschlussstülle für Strahlschlauch m. O-Ring		Stk
53026	Ersatzteil	Blaspistole mit Spiralschlauch		Stk
63411	Ersatzteil	T-Schwenkverschraubung für Blaspistole		Stk
50040	Ersatzteil	Gummi Pilzpuffer Typ 1 f. Sperrventil		Stk
47042	Ersatzteil	Sperrventil kpl. ("Pneumatikzylinder")		Stk
40713	Ersatzteil	Haltebolzen kpl. für Sperrventil		Stk
37028	Ersatzteil	Federstecker f. Haltebolzen		Stk
33390ET	Ersatzteil	Doppelboden kpl.	links,rechts	Stk
38533	Ersatzteil	Stange f. Doppelboden		Stk
84026	Ersatzteil	Halterung für die Leuchtstoffröhre		Stk



HARNISCH+RIETH
DENTAL LABORATORY TECHNOLOGY

70004	Ersatzteil	Schutzrohr m.Endstopfen,Reflektor,Halter,Dichtung u. Leuchtmittel		Stk
25028	Ersatzteil	Leuchtstoffröhre		Stk
63063	Ersatzteil	Vorschaltgerät m. Kabel f. Schutzrohrleuchte		Stk
25050	Ersatzteil	Sofittenlampe		Stk
35118	Ersatzteil	Fassung f. Sofittenlampe		Stk
32043	Ersatzteil	Griffaufnahmeleiste mit Hallsensorplatine und Eisenkern	P-G 400/4	Stk
32046	Ersatzteil	Griffaufnahmeleiste mit Hallsensorplatine und Eisenkern	P-G 400/3	Stk
32052	Ersatzteil	Griffaufnahmeleiste mit Hallsensorplatine und Eisenkern	P-G 400/2	Stk
35659	Ersatzteil	Flachbandkabel für Griffaufnahmeleiste/Hpt Platine		Stk
33448	Ersatzteil	Schutzblech f. Griffaufnahmeleiste		Stk
33599ET	Ersatzteil	Hauptplatine kpl.	E-Kasten kpl.	Stk
33340	Ersatzteil	Halterung für Frontscheibe		Stk
70003	Ersatzteil	Frontscheibe (Mindestabnahmemenge 3 Stück)		Stk
33359	Ersatzteil	Druckbehälter mit Halteplatte	lang (rot/grün)	Stk
33360	Ersatzteil	Druckbehälter mit Halteplatte	kurz (gelb/weiss)	Stk
33610	Ersatzteil	Deckel für Sandbehälter kpl.		Stk
35064	Ersatzteil	Interface Baustein		Stk
35065	Ersatzteil	Interface Wandler	rot/grün/gelb/weiss	Stk
40190	Ersatzteil	Ventileinheit komplett (Interface)	P-G400/4	Stk
40201	Ersatzteil	Ventileinheit komplett (Interface)	P-G400/3	Stk
40202	Ersatzteil	Ventileinheit komplett (Interface)	P-G400/2	Stk
36903	Ersatzteil	Verteiler 3-Fach T-Stück	f. Ventileinheit	Stk
35066	Ersatzteil	Stoppventil		Stk
47062ET	Ersatzteil	Sockel Sperrventil	rot/grün/gelb/weiss	Stk
63007	Ersatzteil	Rüttlerplatine		Stk
63008	Ersatzteil	Steuerplatine	rot/grün/gelb/weiss	Stk



HARNISCH+RIETH
DENTAL LABORATORY TECHNOLOGY

63015	Ersatzteil	Display kpl.		Stk
65060	Ersatzteil	Druckregler kpl.	rot	Stk
65061	Ersatzteil	Druckregler kpl.	grün	Stk
65064	Ersatzteil	Druckregler kpl.	gelb	Stk
65065	Ersatzteil	Druckregler kpl.	weiß	Stk
66902	Ersatzteil	Drehknopf	weiss	Stk
66903	Ersatzteil	Drehknopf	gelb	Stk
66904	Ersatzteil	Drehknopf	grün	Stk
66905	Ersatzteil	Drehknopf	rot	Stk
67010	Ersatzteil	Fußschalter alle Strahler		Stk
35039	Ersatzteil	Einbaudose für Fußschalter		Stk
67564	Ersatzteil	Leuchttastervorsatz	rot	Stk
67565	Ersatzteil	Leuchttastervorsatz	gelb	Stk
67566	Ersatzteil	Leuchttastervorsatz	grün	Stk
67567	Ersatzteil	Leuchttastervorsatz	weiß	Stk
67568	Ersatzteil	Vorsatz ohne Druckhaubenplatte	Pfeil blau	Stk
67598	Ersatzteil	Druckhaubenplatte blau	Pfeil blau	Stk
30032	Ersatzteil	O-Ring (Mischkammer)	Ø33x1,5	Stk
30033	Ersatzteil	O-Ring (Sandbehälterdeckel)	Ø69,44x3,5	Stk
30034	Ersatzteil	O-Ring Dosiergehäuse	Ø21x1,5	Stk
30041	Ersatzteil	V-Seal-Dichtring Behälter/Zwi. Boden		Stk
30067	Ersatzteil	Hart-PVC-Ring	G1/8	Stk
61200	Ersatzteil	Sandablassstopfen		Stk
35077	Ersatzteil	G-Sicherungshalter		Stk
35154	Ersatzteil	Einbausteckdose mit Klappe		Stk
35527	Ersatzteil	Hauptschalter kpl. mit Schublade u. Sicherungen / Kombielement	2x 8 A/T	Stk



HARNISCH+RIETH
DENTAL LABORATORY TECHNOLOGY

67540	Ersatzteil	Schutzabdeckung für Kombielement		Stk
35028	Ersatzteil	Netzanschlusskabel mit Winkelstecker	2,5 m weiss	Stk
35570	Ersatzteil	Feinsicherung	8 A/T	Stk
35572	Ersatzteil	Feinsicherung	0,8 A/T	Stk
35049	Ersatzteil	Feinsicherung	4 A/T	Stk
35055	Ersatzteil	Feinsicherung	2 A/T	Stk
35574	Ersatzteil	Feinsicherung	1 A/T	Stk
35640	Ersatzteil	Flachbandkabel mit Stecker		Stk
35656	Ersatzteil	Flachbandkabel mit Stecker		Stk
35657	Ersatzteil	Flachbandkabel mit Stecker		Stk
35658	Ersatzteil	Flachbandkabel mit Stecker		Stk
36205	Ersatzteil	Steckrelais 24V		Stk
79216	Ersatzteil	Druckminderer 4bar		Stk
36904	Ersatzteil	Verteilerstück Druckminderer	G1/8	Stk
64139	Ersatzteil	Schnellverschraubung für Druckminderer	f. Artikel 79216	Stk
81101	Ersatzteil	Flügelschraube	rot	Stk
81102	Ersatzteil	Flügelschraube	grün	Stk
81103	Ersatzteil	Flügelschraube	gelb	Stk
81104	Ersatzteil	Flügelschraube	weiß	Stk
83101	Ersatzteil	Entlüftungsventil f. Deckel		Stk
84005	Ersatzteil	Zugentlastung		Stk
83021ET	Ersatzteil	Druckregler mit Manometer (Geräteeingang)	Wartungseinheit	Stk
72350	Ersatzteil	Druckluftschlauch komplett (Druckregler zum Kompressor)		Stk
72086	Ersatzteil	Pneumatikschlauch	Ø 4/6 mm	Stk
77009	Ersatzteil	Schlauchverschraubung gerade	Ø 4/6 mm	Stk
72092	Ersatzteil	Pneumatikschlauch	Ø 6/8 mm	Stk



HARNISCH+RIETH
DENTAL LABORATORY TECHNOLOGY

77528	Ersatzteil	Winkel-Einschraub-Verschraubung	Ø 6/8 mm	Stk
83059	Ersatzteil	3/2 Wegeventil Endschalldämpfer		Stk
335501	Ersatzteil	Sicherungsbügel f. Behälterdeckel		Stk
40160ET	Ersatzteil	Dosiergehäuse eingestellt	25-50µ gelb/weiss	Stk
40161ET	Ersatzteil	Dosiergehäuse eingestellt	110-250µ gelb/weiss	Stk
40162ET	Ersatzteil	Dosiergehäuse eingestellt	25-50µ grün/rot	Stk
40163ET	Ersatzteil	Dosiergehäuse eingestellt	110-250µ grün/rot	Stk
81027	Ersatzteil	Dichtschraube kpl.	Mischkammer	Stk
35127	Ersatzteil	Ringkerntrafo montiert auf Trafoblech m. Anbauteilen		Stk
35157	Ersatzteil	Niveau Sensor kpl	Rot	Stk
35159	Ersatzteil	Niveau Sensor kpl	grün	Stk
35160	Ersatzteil	Niveau Sensor kpl	weiss	Stk
35151	Ersatzteil	Reed-Sensor	Klappfenster	Stk
35161	Ersatzteil	Niveau Sensor kpl	gelb	Stk
83059	Ersatzteil	3/2 Wegeventil Endschalldämpfer		Stk
88100	Ersatzteil	Linsensenkskantschrauben (Blende P-G400)	Mindestabnahmemenge: 10 Stk	Stk
35190	Ersatzteil	Funktentstörfilter mit Schutzkappe		Stk
80052	Ersatzteil	Verschraubung für Schnellstopp		Stk
80025	Ersatzteil	Rändelmutter f. Entlüftungsventil		Stk
80034	Ersatzteil	Entlüftungsschraube kpl.		Stk
37018	Ersatzteil	Gasdruckfeder		Stk
71461	Ersatzteil	Haltebolzen f. Gasdruckfeder		Stk

Strahlschlaucheinheit P-G 400

Vorteile

Unsere Strahlschlaucheinheiten bestehen aus folgenden Artikeln:

- Strahlschlauch, Schlauchtülle, O-Ring, Handstück, Ableitfeder und Sicherung, Überwurfmutter mit Ringmagnet und Strahlschutz

Vorteile:

- Mehrkostensparnis (Beschaffung Einzelteile: ca.200 € netto, davon 50-60€ Strahlschlauch mit Anschlussstülle)
Strahlschlaucheinheiten Kostenpunkt: 125- 130€ netto
- Gewährleistung optimaler Funktionalität (Ringmagnet mit Strahlschutz, Ableitfeder mit Sicherung)
- Kostensparnis die durch die Montagezeit (15-20 min pro Einheit) oder mangelhafter Montage (Ableitfedern, einschieben Strahlschlauch m. Anschlussstülle durch das Handstück) entstehen.

Arbeitsschritte die entfallen:

- Strahlschlauch aus der Gummitülle herausziehen. Ableitkappe und Ableitfeder abnehmen.
- Überwurfmutter von Strahlgriffelhülse abschrauben und Strahldüse herausnehmen.
- Alten Strahlschlauch mit einer Zange an der Schlauchtülle fassen und vorne aus der Strahlgriffelhülse herausziehen. (kann schwergängig sein)

Einbau (neuer Stahlschlauch):

Hinweis Zur besseren Gleitfähigkeit wurde Talkum auf den neuen Strahlschlauch aufgetragen. Nicht abwischen!

Hinweis Der einzubauende neue Strahlschlauch muss farbgleich zum bezogenen Strahlsystem sein.



HARNISCH+RIETH
DENTAL LABORATORY TECHNOLOGY

- Neuen Strahlschlauch durch die Strahlgriffelhülse einschieben
- Strahlschlauch fest in die Strahlgriffelhülse einziehen
- Ableitfeder und Ableitkappe auf den Strahlschlauch schieben.