



HARNISCH+RIETH
DENTAL LABORATORY TECHNOLOGY

Handabstrahlgerät D-H 22 S

Ersatzteilliste





Artikel-Nr.	Benennung	TYP
30105	Handeingriff „Manschetten“ komplett	
50942	Handschuh rechts kpl.	
50943	Handschuh links kpl.	
42015	Papierfilterbeutel	
42303	Vlies-Staubsack	
42204	Feinstfilter Staubklasse H	
60174ET	Absaugmotor	
35024	Unterdruckschalter	
25050	Soffittenlampe	
65237	LED-Strahlraumbeleuchtung	
45004	Sandansaugsieb	
72011	Ansaugschlauch u. Knickschutzfeder	
73100	Injektor m. Ansaugschlauch u. Knickschutzf.	
37008	Federstecker f. Injektor/Düse	
65052	Druckregler mit Drehknopf	
83223	Magnetventil Injektor	
67010	Fußschalter	
35039	Anschlussdose Fußschalter	
70000	Frontscheibe	
45302	Schutzsieb f. Frontscheibe	



Artikel-Nr.	Benennung	TYP
45049	Sieb f. Sandumlauf	
50252	Strahlgummi f. Sieb	
32561	Sandablassstopfen	
67008	Hauptschalter mit Staubschutzkappe	
35019	Kombielement ohne Schublade	
35048	Schublade f. Kombielement	
35094	Feinsicherung f. Schublade	2,5 A/T
35028	Netzkabel mit Winkelstecker	
72350	Druckluftschlauch kpl. (D-H 22 – Kompressor)	
72092	Pneumatik Schlauch	6/8"
77360	Schnellverschraubung	G 1/4
Strahldüse		
27103	Borkarbiddüse	3,5 mm