



HARNISCH+RIETH
DENTAL LABORATORY TECHNOLOGY

Sandstrahlautomat D-G 16

Ersatzteilliste





Artikel-Nr.	Benennung	TYP
30105	Handeingriff „Manschetten“ komplett	
50942	Handschuh rechts kpl.	
50943	Handschuh links kpl.	
42015	Papierfilterbeutel	
42303	Vlies-Staubsack	
42204	Feinstfilter Staubklasse H	
25011	Beleuchtung m. Fassung und Glas	
25012	Glühbirne	
70018	Glas für Glühbirne	
65237	LED-Strahlraumbeleuchtung	
65238	Vorschaltgerät f. LED-Beleuchtung	
60168ET	Absaugmotor mit Gehäuse	
60254	Getriebemotor	
63070ET	Hauptplatine/Steuerung	
45004	Sandansaugsieb	
32561	Sandablassstopfen	
45029	Sandumlaufsieb	
71999	Ansaugschlauch f. Injektor 2 mit Knickschutzfeder (D-G 16 S2/S20)	
72010	Ansaugschlauch f. Injektor 1 mit Knickschutzfeder (D-G 16 S/SO/S2/S20)	
82437	Befestigungsschelle f. Ansaugschlauch	
73202	Injektor 1 Strahlkorb m. Ansaugschlauch u. Knickschutzfeder (D-G 16 S2/S20)	
73201	Injektor 2 Festsitzender Injektor m. Ansaugschlauch u. Knickschutzfeder (D-G 16 S2/S20)	



HARNISCH+RIETH

DENTAL LABORATORY TECHNOLOGY

73200	Injektor m. Ansaugschlauch u. Knickschutzfeder (D-G 16 S/SO)	
72070	Druckluftschlauch f. Injektor 1	
37008	Federstecker f. Injektor/Düse	
35185	Druckregler m. Verschraubungen	
35165	Magnetventil	
Artikel-Nr.	Benennung	TYP
67010	Fußschalter	
70013	Frontscheibe	
45304	Schutzsieb f. Frontscheibe	
71453	Halterung f. Frontscheibe	
40001	Sandstrahlkorb mit Gummieinlage	
40003	Gummieinlage f. Sandstrahlkorb	
67008	Hauptschalter m. Staubschutzkappe	
35019	Kombielement ohne Schublade	
35048	Schublade f. Kombielement	
35028	Netzkabel m Winkelstecker	
35573	Feinsicherung	5 A/T
72092	Pneumatikschlauch	Ø 6/8 mm
72086	Pneumatikschlauch	Ø 4/6 mm
Strahldüse		
27103	Borkarbiddüse	3,5 mm