



HARNISCH+RIETH

DENTAL LABORATORY TECHNOLOGY



**ALT** **GEGEN** **NEU**

Punktstrahlgerät P-G 360

Punktstrahlgerät P-G 400



**Treue-Tauschprämie**

---



# Treue-Tauschprämie

Konditionen gültig von 01.03.21 – 31.12.21

	P-G400 / 4	P-G400 / 3	P-G400 / 2
Listenpreis (netto)	7.430 €	6.350 €	5.290 €
Aktionsrabatt (netto)	500 €	400 €	300 €
<b>*Treue-Preis (netto)</b>	<b>6.930 €</b>	<b>5.950 €</b>	<b>4.990 €</b>

Die Treue-Preise beziehen sich nur für das Harnisch+Rieth Punkstrahlgerät P-G 400 und gelten ausschließlich bei **Rückgabe** des alten Punkstrahlgerätes P-G 360 innerhalb von **14 Tagen** nach Erhalt des Neugerätes. Die Einsendeunterlagen für Ihr altes Gerät senden wir Ihnen zusammen mit der Neubestellung. Damit senden Sie Ihr vorhandenes Strahlgerät bequem innerhalb von 14 Tagen an Harnisch+Rieth. Die Abholung übernehmen wir für Sie **kostenfrei**.

\*Unverbindliche Preisempfehlung Harnisch+Rieth GmbH & Co.KG - Fragen Sie Ihren Fachhändler



# Treue-Tauschprämie\*\*

## Konfigurationsmöglichkeiten

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit die Konfiguration Ihres P-G 400 Punktstrahlgerätes nach Wunsch auszulegen.

**Sie erhalten pro Strahleinheit 2 kg Strahlmittel je nach Konfiguration kostenfrei dazu.**

Beispiel-Konfiguration für P-G 400/4 (Standardkonfiguration):

Strahlkammer Farbbelegung	Strahlmittel	Korngröße	Mikrodüse
Rot	Spezial Edelkorund EW 60	250µ	1,2 mm
Grün	Spezial Edelkorund 60 B	120µ	0,8 mm
Weiss	Glanzstrahlmittel 55 A	50µ	0,6 mm
Gelb	Spezial Edelkorund 30 B	50µ	0,6 mm



# Treue-Tauschprämie\*\*

Konditionen gültig von 01.03.21 – 31.12.21

Unser Strahlmittelsortiment für Ihre Auswahl der Wunsch-Konfiguration:

Strahlkammer	Strahlmittel	Korngröße	Mikrodüse
Glanzstrahlmittel	55 A	50 µ	0,6 mm
Glanzstrahlmittel	150 A	150 µ	0,8- 1,0 mm
Spezial Edelkorund	20 B	25 µ	0,4 mm
Spezial Edelkorund	30 B	50 µ	0,6 mm
Spezial Edelkorund	60 B	120 µ	0,8 mm
Spezial Edelkorund	EW 80	180 µ	1,0- 1,5 mm
Spezial Edelkorund	EW 60	250 µ	1,5- 2,2 mm
Rocatec	----- auf Anfrage -----		